

Весы для новорожденных Wuxi Weigher ACS-20B-YE Армед

ФСЗ 2008/02815

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 20 кг, дискретность 10 г, с
ростомером, дисплей жидкокристаллический

Wuxi Weigher Factory Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	10 г
Допустимая погрешность	10 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический

Дополнительные характеристики

Весы медицинские для новорожденных ACS-20B-YE «Армед» - весы с ростомером для взвешивания и измерения младенцев. Применяются в отделениях педиатрии, домах матери и ребенка, а также на дому. Обладают высокой точностью и простотой в эксплуатации.

Особенности весов медицинских ACS-20B-YE Армед:

- выбор единиц измерения: фунты / килограммы;
- функция удержания: при нажатии соответствующей кнопки показания фиксируются на табло;
- максимально допустимый вес ребенка - 20 кг;
- предельный рост ребенка - 56 см;
- выполнен из медицинской пластмассы, которая обеспечивает простоту при чистке и безопасность дезинфекции;
- дискретность шкалы - 10 г;
- ножки-регуляторы, покрутив которые, можно выставить весы по уровню, для более устойчивого расположения.