

Весы для новорожденных ТВЕС ВЭНд 01 Малыш

ФСР 2011/11958

электронные весы, для новорожденных, настольные, максимальный вес 15 кг, дискретность 5 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 550×310 мм, масса 2.6 кг

Тулиновский приборостроительный завод ТВЕС ОАО, Россия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	15 кг
Дискретность шкалы	5 г
Допустимая погрешность	5 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	550×310 мм
Габариты	600×380×200 мм
Вес	2.6 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские детские ВЭНд 01 Малыш предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до полутора лет в родильных и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях, в быту.

Модификации весов ВЭНд Малыш:

Наименование	Пределы взвешивания	Дискретность	Габариты платформы	Вес весов
ВЭНд-01-15С-5-А «Малыш»	100 г - 15 кг	5 г	500×290 мм	3.5 кг
ВЭНд-01-15С-1/2/5- А/20 «Малыш»	20 г - 15 кг	1 / 2 / 5 г	500×290 мм	4.2 кг

Особенности весов ТВЕС ВЭНд 01 Малыш:

- платформа весов изготовлена из специальной пластмассы, легко снимается и моется;
- результат последнего взвешивания сохраняется в памяти весов;
- стабилизация показаний;
- функция вывода на дисплей разности показаний веса текущего и ранее зафиксированного;
- функция тарирования;
- автоматическая установка нуля;
- звуковая индикация о перегрузке и звуковое сопровождение при нажатии клавиш;
- экономичный режим работы;
- возможна работа от сети и от аккумуляторов;
- сигнализация о разрядке аккумуляторов;
- возможна подзарядка во время работы.