

Весы медицинские Армед GRT-160

ФСЗ 2010/07886

механические весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 150 кг, дискретность 100 г, с
ростомером, дисплей отсутствует, размер
платформы: 375×275 мм, масса 24 кг

Changzhou Wujin Balance Apparatus Factory, Китай



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	150 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	отсутствует
Размер платформы	375×275 мм
Габариты	530×438×1485 мм
Вес	24 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские GRT-160 предназначены для измерения массы тела и роста человека на предприятиях, в школах, больницах, клиниках и спортивных и оздоровительных учреждениях. Весы имеют достаточно большой диапазон взвешивания, высокую точность и чувствительность.

Особенности весов:

- предел взвешивания - 160 кг;
- дискретность - 100 г;
- класс точности III;
- размер платформы - 375×270 мм;
- весы оснащены встроенным ростометром, диапазон измерения 600 - 2000 мм;
- для большего удобства в измерении веса «вручную» используются две скользящие гири.