

Детские весы для новорожденных МАССА-К «САША»

РЗН 2013/1197

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 15 кг, дискретность 1 г / 2 г / 5 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 540×290 мм, масса 3.6 кг

МАССА-К АО, Россия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	15 кг
Дискретность шкалы	1 г / 2 г / 5 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	540×290 мм
Габариты	540×330×105 мм
Вес	3.6 кг

Дополнительные характеристики

Детские весы для новорожденных МАССА К В1 15 САША - электронные весы для взвешивания детей до 15 кг.

Особенности весов медицинских САША:

- максимальную устойчивость весов в процессе взвешивания ребенка;
- стабильность показаний при движении ребенка;
- отображение разности результатов двух взвешиваний (удобно при грудном вскармливании);
- отображение результата взвешивания на индикаторе весов в течение 35-40 секунд после снятия ребенка с весов;
- установка массы тары нажатием кнопки «Т»;
- электронную и механическую защиту от случайных перегрузок;
- возможность работы, как от сети, так и от встроенного аккумулятора.