

Весы медицинские МАССА-К ВЭМ 150

ФСР 2008/02905

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 200 кг, дискретность 20 г / 50 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 520х395х90 мм, масса 14.2 кг

МАССА-К АО, Россия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	20 г / 50 г
Допустимая погрешность	10 г / 20 г / 50 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	520х395х90 мм
Габариты	520х395х800 мм
Вес	14.2 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские электронные МАССА К ВЭМ 150 предназначены для использования в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях.

Особенности весов ВЭМ-150:

- весы медицинские колонного типа напольные электронные;
- наглядность и оперативность получения результатов измерений;
- отображение разности результатов двух взвешиваний;
- отображение результата взвешивания на индикаторе весов в течение 10-15 секунд после разгрузки платформы;
- установка массы тары нажатием кнопки «Т»;
- обеспечение работы до 56 часов (от встроенного аккумулятора);
- защита от возможных перегрузок (механическая и электронная);

- допускается работа при условии повышенной влажности.