

Весы медицинские МИДЛ МП Здоровье 300 ВДА

ФСР 2012/13611

электронные весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 300 кг, дискретность 50 г / 100 г, без ростомера, дисплей светодиодный, размер платформы: 800×800 мм

МИДЛИК ООО, Россия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Для инвалидов	Да
Предел взвешивания	300 кг
Дискретность шкалы	50 г / 100 г
Допустимая погрешность	50 г / 100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	светодиодный
Размер платформы	800×800 мм

Дополнительные характеристики

Весы медицинские МП Здоровье 300 ВДА предназначены для определения массы людей в инвалидном кресле, предел взвешивания до 300 кг.

Особенности весов Здоровье 300 ВДА:

- платформа 800×800 мм с покрытием;
- функция тарокомпенсации;
- функция нестабильного веса;
- светодиодный дисплей;
- питание от аккумулятора, сеть 220В.