

Весы медицинские ВЕСТЕХ РП-150 МГ

ФСР 2008/02282

механические весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 150 кг, дискретность 50 г, без
ростомера, дисплей отсутствует, размер платформы:
355×285 / 410×640 мм, масса 30 кг

ВЕСТЕХ ЗАО, Россия



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	150 кг
Дискретность шкалы	50 г
Допустимая погрешность	50 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	отсутствует
Размер платформы	355×285 / 410×640 мм
Габариты	500×515×1300 мм
Вес	30 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские РП-150 МГ предназначены для взвешивания людей в медицинских диагностических и лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), в спортивной и туристической индустрии (санатории, профилактории). Механические весы РП-150МГ также используются для оснащения медицинских кабинетов в школах, детских садах и прочих учреждениях образовательной сферы.

Модификации весов РП-150 МГ:

Наименование	Предел взвешивания	Дискретность	Размер платформы	Вес
РП-150 МГ	150 кг	50 г	355×285 мм	30 кг
РП-150 МГ 01	150 кг	50 г	355×285 мм	30 кг
РП-150 МГ 02	150 кг	50 г	410×640 мм	35 кг
РП-150 МГ 03	150 кг	50 г	410×640 мм	36 кг