

Весы медицинские Seca 285

ФСЗ 2010/07363

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 300 кг, дискретность 50 г, с
ростомером, размер платформы: 440×60×365 мм,
масса 16 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	300 кг
Дискретность шкалы	50 г
Допустимая погрешность	50 г
Ростомер	с ростомером
Размер платформы	440×60×365 мм
Габариты	440×2400×470 мм
Вес	16 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 285 - современные медицинские весы, совмещённые с электронным ростомером. Они позволяют быстро измерить рост и вес пациента, вычислить индекс массы его тела или содержание жировой ткани. Эти данные необходимо знать врачу во многих случаях, не только при проведении профосмотров и медкомиссий, но также при обследованиях, постановке диагноза, выборе лечения, при подготовке к операции.

Особенности весов Seca 285:

- автоматическое измерение роста и веса пациента;
- автоматическое переключение диапазонов взвешивания;
- автоматическое вычисление индекса массы тела или содержания жира в теле пациента (оба параметра одновременно не вычисляются);
- функция «Мать и ребёнок» для взвешивания маленьких детей на руках у взрослого;
- функция тарирования;

- функция «Hold» (активируется вручную или автоматически): показания веса продолжают высвечиваться на дисплее после того, как пациент сошёл с весов;
- нескользящая стеклянная платформа весов оборудована упором для пяток, который помогает правильно встать для точного измерения роста;
- трехстрочный сенсорный основной дисплей служит для отображения результатов, ввода информации и управления весами;
- возможна автоматическая и ручная калибровка ростомера (калибровка весов доступна только специалистам);
- интерфейс RS-232 для передачи данных на ПК или принтер с использованием соединительного кабеля;
- регулировка подсветки и звукового сигнала в соответствии с потребностями пользователя;
- автоматическое выключение ростомера после окончания измерений;
- индикация разряженности батареек и перегрузки;
- легкая очистка и дезинфекция весов, ростомера и дисплея;
- транспортировочные ролики для лёгкого перемещения весов на небольшие расстояния.