

Детские весы для новорожденных Seca 334

ФСЗ 2010/07367

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 15 кг, дискретность 10 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 640×300, масса 2.8 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	15 кг
Дискретность шкалы	10 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	640×300
Габариты	640×105×300 мм
Вес	2.8 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 334 - детские электронные весы, которые предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей для профессионального использования в детских поликлиниках, больницах, оздоровительных учреждениях.

Особенности детских весов Seca 334:

- автоматический режим «Hold» позволяет точно определить вес подвижного ребёнка;
- функция «Тара» позволяет вычесть вес пелёнки, подгузника или одежды ребёнка, что даёт возможность не раздевать его при взвешивании;
- LCD-дисплей с низким энергопотреблением: до 4000 взвешиваний на одном комплекте батареек;
- индикация перегрузки и других ошибок в работе весов;
- автоматическое выключение после использования, если их забыли выключить вручную;
- интегрированная в корпус весов ручка для переноски;
- индикация заряда батареек.