

Детские весы для новорожденных Seca 354

ФСЗ 2010/07367

электронные весы, для новорожденных / для детей,
напольные / настольные, максимальный вес 20 кг,
дискретность 5 г / 10 г, без ростомера, дисплей
жидкокристаллический, размер платформы: 640×300
мм, масса 2.3 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных / для детей
По способу установки	напольные / настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	5 г / 10 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	640×300 мм
Габариты	552×156×332 мм
Вес	2.3 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 354 - детские электронные весы с двойной функцией: нажатием кнопки люлька для взвешивания быстро и легко отделяется от платформы, и таким образом весы для взвешивания младенцев трансформируются в напольные весы для взвешивания детей до 20 кг.

Особенности весов Seca 354:

- дискретность измерения от 0 до 10 кг - 10 г, от 10 до 20 кг - 20 г;
- нажатием кнопки люлька для взвешивания быстро и легко отделяется от весовой платформы;
- функция «Hold»: показания веса автоматически фиксируются на дисплее вплоть до выключения весов;
- функция тарокомпенсации позволяет вычесть вес пелёнки, подгузника, одежды ребёнка;
- весы автоматически выключаются, если они не использовались в течение 2 минут;
- индикация перегрузки;
- индикация разряженности батарей;
- источник питания - 4 батарейки типа АА.

