

## Детские весы для новорожденных Seca 374

ФСЗ 2010/07367

электронные весы, для новорожденных, настольные, максимальный вес 20 кг, дискретность 5 г / 10 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 620×358 мм, масса 3.6 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



### Характеристики

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Тип весов            | электронные весы     |
| Возрастная категория | для новорожденных    |
| По способу установки | настольные           |
| Предел взвешивания   | 20 кг                |
| Дискретность шкалы   | 5 г / 10 г           |
| Ростомер             | без ростомера        |
| Дисплей              | жидкокристаллический |
| Размер платформы     | 620×358 мм           |
| Габариты             | 620×190×358 мм       |
| Вес                  | 3.6 кг               |

### Дополнительные характеристики

---

**Весы медицинские детские Seca 374** предназначены для взвешивания новорожденных детей и дальнейшего наблюдения за прибавкой их веса. Они предназначены для использования в детских медицинских центрах, поликлиниках, реабилитационных и оздоровительных учреждениях, а также развивающих центрах, яслях.

#### Особенности весов детских электронных Seca 374:

- глубокая, безопасная и удобная для ребёнка весовая чаша в виде люльки;
- высокая точность измерения (погрешность не более 0.3%);
- режим автоматического определения прибавки в весе, удобный при контрольном грудном кормлении;
- функция тарокомпенсации;
- функция удержания веса;
- функция разности измерений;
- функция памяти;
- тип питания совмещенный (от сети и от батареек);
- автоотключение при неиспользовании;

- возможность передавать результаты взвешивания по беспроводной связи на удалённый принтер (SECA-466, SECA-465) или компьютер (при наличии беспроводного адаптера SECA и специального ПО);
- индикатор заряда батареи.