

Детские весы для новорожденных Seca 383

ФСЗ 2010/07367

электронные весы, для новорожденных / для детей,
напольные / настольные, максимальный вес 50 кг,
дискретность 20 г / 50 г, без ростомера, дисплей
жидкокристаллический, размер платформы:
280×77×235 мм, масса 2.5 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных / для детей
По способу установки	напольные / настольные
Предел взвешивания	50 кг
Дискретность шкалы	20 г / 50 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	280×77×235 мм
Габариты	552×156×342 мм
Вес	2.5 кг

Дополнительные характеристики

Весы детские медицинские Seca 383 - удобная модель, совмещающая в себе 2 функции: весы для младенцев и напольные весы с пределом взвешивания 50 кг. Чаша и платформа прочно соединены между собой, кнопка фиксации позволяет быстро производить модификацию из одной модели в другую.

Особенности весов Seca 383:

- возможность использования в качестве напольных весов для детей весом до 50 кг (люлька съёмная);
- точность измерения до 20 кг - 20 г, более 20 кг - 50 г;
- функция тарирования;
- функция определения объема съеденного младенцем грудного молока (BMIF);
- результаты временно сохраняются на дисплее;
- весы работают от батареи;
- автоматическое отключение при неиспользовании;