

Весы медицинские Seca 684

ФСЗ 2010/07366

электронные весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 360 кг, дискретность 50 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 760×820 мм, масса 59 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Для инвалидов	Да
Предел взвешивания	360 кг
Дискретность шкалы	50 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	760×820 мм
Габариты	965×910×1100 мм
Вес	59 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 684 обеспечивают безопасное взвешивание в положении стоя, сидя или в инвалидном кресле без изменения конструкции: в положении стоя - с помощью крепкого поручня, в положении сидя – с помощью встроенного откидного сидения, в инвалидном кресле - с помощью большой платформы (вес кресла / коляски легко вычитается с помощью функции предварительного тарирования).

Особенности весов Seca 684:

- легкость заезда на платформу;
- все результаты измерений могут быть отправлены на беспроводной принтер Seca или в программу Seca на ПК;
- режим автоматического переключения весов;

- функция удерживания для сохранения результатов после того, как пациент покинул весы;
- точность результатов, обеспечиваемая функцией амортизации;
- безопасность при вхождении, обеспечиваемая нескользким резиновым покрытием и перилами;
- мобильность, обеспечиваемая транспортировочными колесиками.