

Весы медицинские Seca 700

ФСЗ 2010/07364

механические весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 220 кг, дискретность 50 г / 100 г,
без ростомера, дисплей отсутствует, размер
платформы: 335×345 мм, масса 16.2 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	220 кг
Дискретность шкалы	50 г / 100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	отсутствует
Размер платформы	335×345 мм
Габариты	520×1556×520 мм
Вес	16.2 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 700 применяются в медицинских, оздоровительных и образовательных учреждениях (больницы, поликлиники, медпункты, медсанчасти, спортзалы, бассейны, фитнес-центры) при проведении лечения, диагностики, диспансеризации, в процессе занятий спортом и снижения веса.

Особенности весов Seca 700:

- прочное литое металлическое основание весов придаёт им устойчивость;
- функция обнуления;
- транспортировочные колёсики;
- возможность комплектации ростомером с диапазоном измерения 60 - 200 см.