

Весы медицинские Seca 703

ФСЗ 2010/07363

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 300 кг, дискретность 50 г / 100 г, с
ростомером / без ростомера, дисплей
жидкокристаллический, размер платформы: 335×345
мм, масса 14.9 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	300 кг
Дискретность шкалы	50 г / 100 г
Допустимая погрешность	50 г / 100 г
Ростомер	с ростомером / без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	335×345 мм
Габариты	360×930×520 мм
Вес	14.9 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 703 подходят всем: от маленького ребёнка до пациента, страдающего ожирением. Особенно если необходимо определить вес, рост и ИМТ (индекс массы тела).

Особенности весов Seca 703:

- вычисление индекса массы тела (весы снабжены возможностью ввести рост пациента);
- функция «Hold» - показания веса продолжают высвечиваться на дисплее после того, как пациент сошёл с весов;
- функция предварительного тарирования;
- функция «2 в 1» позволяет взвешивать ребёнка на руках у взрослого. Вес взрослого предварительно запоминается весами и затем автоматически вычитается из общего с ребёнком веса;
- функция «Autoclear» - автоматический сброс данных, введённых в весы, через 5 минут после их введения;

- источник электрического питания ☐ от батареек типа AA / от сети через адаптер (опция);
- более 90 часов работы от одного комплекта батарей;
- звуковая сигнализация нажатия клавиш (можно отключить);
- транспортировочные ролики;
- лёгкая очистка и дезинфекция весов и ростомера.