

Весы медицинские Seca 710

ФСЗ 2010/07364

механические весы, для взрослых, напольные, максимальный вес 200 кг, дискретность 50 г, с ростомером / без ростомера, дисплей отсутствует, размер платформы: 280×308 мм, масса 14.5 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	50 г
Допустимая погрешность	50 г
Ростомер	с ростомером / без ростомера
Дисплей	отсутствует
Размер платформы	280×308 мм
Габариты	310×1055×470 мм
Вес	14.5 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 710 предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, санаторно-курортных учреждениях.

Особенности весов Seca 710:

- дискретность устройства - 50 г;
- большой предел взвешивания - до 220 кг;
- удобная и достаточно большая платформа, выполненная из прочных материалов;
- комплектация механическим ростомером, диапазон измерения которого от 60 до 220 сантиметров (опция);
- удобство перемещения весов благодаря наличию специальных транспортных колесиков;
- показания весов можно прочесть с двух сторон, т.е. и пациент, и врач могут увидеть результаты взвешивания.