

Весы медицинские Seca 719

ФСЗ 2010/07363

электронные весы, для взрослых, напольные, максимальный вес 180 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 350×435 мм, масса 6.1 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	180 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	350×435 мм
Габариты	350×995×435 мм
Вес	6.1 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 719 обеспечивают высокоточные измерения веса для домашнего использования.

Особенности весов Seca 719:

- максимальный вес - 180 кг;
- весы произведены из прочного небьющегося стекла и пластика;
- отображение результата на высокой колонне для удобства чтения;
- «Step-Off» - функция включения при вхождении на весы;
- возможность измерения веса в разных единицах: килограммах, фунтах;
- автоматическое выключение.