

Весы медицинские Seca 755

ФСЗ 2010/07364

механические весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 150 кг, дискретность 500 г, с
ростомером / без ростомера, дисплей отсутствует,
размер платформы: 335×80×345 мм, масса 18.1 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	150 кг
Дискретность шкалы	500 г
Ростомер	с ростомером / без ростомера
Дисплей	отсутствует
Размер платформы	335×80×345 мм
Габариты	360×1000×628 мм
Вес	18.1 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 755 - одни из первых механических весов колонного типа, которые не только измеряют вес, но вычисляют индекс массы тела (BMI) пациента.

Особенности весов Seca 755:

- функция обнуления;
- функция измерения BMI (ИМТ - индекса массы тела);
- транспортировочные колёсики;
- возможность установки ростомера (опционально).