

Весы медицинские Seca 763

ФСЗ 2010/07363

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 250 кг, дискретность 100 г, с
ростомером, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 335×80×345 мм

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	250 кг
Дискретность шкалы	100 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	335×80×345 мм
Габариты	360×2150×690 мм

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 763 предназначены для одновременного измерения роста, веса пациентов и вычисления индекса массы тела. Компактный складной ростомер этих весов определяет рост автоматически.

Особенности весов Seca 763:

- максимальная нагрузка - 250 кг;
- встроенный ростомер;
- возможность измерения роста и веса пациента одним действием;
- вычисление индекса массы тела;
- режим тарокомпенсации;
- удержание результатов на дисплее;
- питание: сетевой адаптер;
- дискретность ростомера - 1 мм;
- платформа с противоскользящим настилом безопасна даже для крупных пациентов.