

Весы медицинские Seca 769

ФСЗ 2010/07363

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, с
ростомером / без ростомера, дисплей
жидкокристаллический, размер платформы:
300×294×70 мм, масса 6.2 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	с ростомером / без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	300×294×70 мм
Габариты	294×831×417 мм
Вес	6.2 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 769 предназначены для использования в больницах, поликлиниках, медицинских центрах, спортивных и оздоровительных учреждениях, а также в стационарных учреждениях для инвалидов и престарелых.

Особенности весов Seca 769:

- весы оснащены специальными роликами, что делает их маневренными и легкими для транспортировки;
- функция вычисления индекса массы тела (BMI);
- функция автоотключения при неиспользовании,
- возможность выбора единицы измерения - кг/фунт/стоун,
- транспортировочные колёсики,
- функция тарирования;

- функция удержания «Hold»;
- весы могут быть укомплектованы ростомером seca 220 или seca 224;
- источник питания: батарея, сетевой адаптер.