

Весы медицинские Seca 786

ФСЗ 2010/07364

механические весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 150 кг, дискретность 500 г, с
ростомером / без ростомера, дисплей отсутствует,
размер платформы: 295×300 мм, масса 6.9 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	150 кг
Дискретность шкалы	500 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	с ростомером / без ростомера
Дисплей	отсутствует
Размер платформы	295×300 мм
Габариты	295×910×500 мм
Вес	6.9 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 786 являются прибором для измерения веса пациентов в медицинских заведениях, в домашних условиях. Конструкция колонного типа, результаты взвешиваний отображаются на обширном дисплее круглой конфигурации.

Особенности весов Seca 755:

- весовая платформа оснащена износостойким легкочистящимся резиновым настилом;
- функция обнуления;
- транспортировочные колёсики;
- производителем гарантируется достоверность показаний взвешиваний с точностью до 0.1 кг;
- возможность комплектации с ростомером Seca 224 (пределы измерения 60 - 200 мм).