

Весы медицинские Seca 813

ФСЗ 2010/07366

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 433×373 мм, масса 2.9 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	433×373 мм
Габариты	433×47×373 мм
Вес	2.9 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 813 компактные и легкие напольные весы с широкой и низкой платформой, покрытой нескользящим материалом. Весы подходят для работы с пожилыми людьми и инвалидами, а также могут использоваться для взвешивания крупных пациентов до 200 кг. Применяются как в медицинских и спортивных учреждениях, так и в домашних условиях.

Особенности весов Seca 813:

- широкая и заниженная платформа, покрытая противоскользящим материалом обеспечивает безопасное взвешивание даже крупных пациентов;
- повышенный предел взвешивания (200 кг) с дискретностью в 100 г позволяет отслеживать малейшие изменения веса;
- большой жидкокристаллический дисплей с крупными символами (высота 29 мм);
- автоматическое обнуление показаний;

- включение весов в одно касание и автоматическое отключение после окончания работы;
- несколько единиц измерения – кг/фунт/стоун;
- автоматическое удержание показаний;
- автономное питание от батарей (4шт AAA).