

Весы медицинские Seca 869

ФСЗ 2010/07366

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 321×356 мм, масса 4.3 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	321×356 мм
Габариты	321×60×356 мм
Вес	4.3 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские напольные Seca 869 (с выносным кабельным дисплеем) используются в поликлиниках, больницах, лечебно-профилактических учреждениях. Возможность применения Seca 869 как в стационарных условиях, так и на выезде.

Особенности весов Seca 869:

- выносной дисплей и платформа весов соединены друг с другом при помощи кабеля длиной 2 м;
- функция вычисления индекса массы тела (ИМТ);
- функция тарирования TARE (позволяет не учитывать вспомогательные предметы, расположенные на платформе);
- функция удержания HOLD позволяет удерживать показания веса;
- автоотключение через 20 секунд (если питание производится от батареек);
- регулируемые ножки дают возможность установить весы на любой поверхности;

- с помощью специального указателя можно определить правильность расположения весов;
- легкая транспортировка (благодаря небольшому весу и наличию специальной ручки для переноса).