

Весы медицинские Seca 874

ФСЗ 2010/07366

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 321×362 мм, масса 4.1 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	321×362 мм
Габариты	321×61×362 мм
Вес	4.1 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские напольные Seca 874 обладают всеми функциями, которые должны быть у переносных весов и даже больше: они легкие, исключительно прочные, просты в обслуживании, дают точные показания при любой влажности воздуха, а батареи имеют продолжительный срок службы.

Особенности весов Seca 874:

- двойной дисплей дает возможность одновременного считывания показаний пациентом и персоналом под двумя различными углами зрения;
- функция «2 в 1» дает возможность определять вес младенцев на руках у взрослых;
- функция удержания «Hold» оставляет значение веса после разгрузки весов;
- автоотключение после неиспользования в течение определенного времени.