

Весы медицинские Seca 876

ФСЗ 2010/07366

электронные весы, для взрослых, напольные, максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 321×356 мм, масса 4.2 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	321×356 мм
Габариты	321×60×356 мм
Вес	4.2 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские напольные Seca 876 современные легкие и компактные весы, которые удобно использовать как стационарные весы, так и на выездах.

Особенности весов Seca 874:

- компактные размеры и небольшой вес;
- устойчивая конструкция. Благодаря четырем регулируемым ножкам весы можно устанавливать на любой твердой поверхности;
- включение весов в одно касание (Tip-On);
- автоматическое отключение при неиспользовании;
- мобильное измерение;
- функция матери-ребенка;
- автономность работы: весы работают от батареек.