

## Весы медицинские Soehnle 7808.01.002

ФСЗ 2012/13473

электронные весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 300 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 880×960 мм, масса 16.5 кг

Soehnle Industrial Solutions GmbH, Германия



### Характеристики

---

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Тип весов              | электронные весы     |
| Возрастная категория   | для взрослых         |
| По способу установки   | напольные            |
| Для инвалидов          | Да                   |
| Предел взвешивания     | 300 кг               |
| Дискретность шкалы     | 100 г                |
| Допустимая погрешность | 100 г                |
| Ростомер               | без ростомера        |
| Дисплей                | жидкокристаллический |
| Размер платформы       | 880×960 мм           |
| Габариты               | 880×960×55 мм        |
| Вес                    | 16.5 кг              |

### Дополнительные характеристики

---

Широкая платформа **весов медицинских Soehnle 7808.01.002** со специальным пандусом предназначена для взвешивания пациентов на инвалидных колясках или креслах-каталках.

#### Особенности Soehnle 7808.01.002:

- встроенная функция тары позволяет исключить вес коляски;
- высокая точность измерений (погрешность всего  $\pm 0.1$  кг ) при максимальной нагрузке до 300 кг;
- полная комплектация: пандус, поручни, держатель, аккумулятор.