

Весы медицинские ТВЕС ВМЭН-150 / ВМЭН-200

ФСР 2012/14159

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 150 кг / 200 кг, дискретность 50 г /
100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический,
размер платформы: 300×300 мм, масса 2.5 кг

Тулиновский приборостроительный завод ТВЕС ОАО,
Россия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	150 кг / 200 кг
Дискретность шкалы	50 г / 100 г
Допустимая погрешность	50 г / 100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	300×300 мм
Габариты	300×300×60 мм
Вес	2.5 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские ВМЭН - напольные электронные весы, предназначены для взвешивания людей в спортивных, культурно-оздоровительных, медицинских учреждениях, а так же для домашнего использования. Медицинские весы **ВМЭН 150** и **ВМЭН 200** просты в эксплуатации, надёжны и имеют высокие метрологические характеристики.

Модификации весов ТВЕС ВМЭН:

Модель	Предел взвешивания	Дискретность	Размер платформы
ТВЕС ВМЭН 150	150 кг	50 г, 100 г	300×300 мм
ТВЕС ВМЭН 200	200 кг	50 г, 100 г	300×300 мм

Особенности весов :

- фиксация массы взвешиваемых людей;
- функция выборки массы дополнительных принадлежностей (тары);
- автоматическая установка нуля;
- сигнализация о перегрузке;
- защита от несанкционированного вмешательства в программу весов;
- автономный источник питания;

Весы могут иметь внешнее оформление, отличающееся от изображения.