

Детские весы для новорожденных Утес ВЭНМ-15Д23

ФСР 2010/08926

электронные весы, для новорожденных, настольные, максимальный вес 15 кг, дискретность 5 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 560×320 мм, масса 10 кг

Утес ОАО, Россия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	15 кг
Дискретность шкалы	5 г
Допустимая погрешность	5 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	560×320 мм
Габариты	560×320×160 мм
Вес	10 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Утес ВЭНМ-15Д23 для новорожденных применяются в родильных домах, детских отделениях больниц, яслях и других детских учреждениях.

Особенности весов ВЭНМ-15Д23:

- выносной дисплей;
- режим «контрольное кормление» одновременно у пяти детей;
- режим «долженствующая масса»;
- функция компенсации;
- автоматическая установка нуля при снятии нагрузки;
- звуковая сигнализация, срабатывающая при нагрузке, превышающей значение массы 15.045 кг;
- цифровая индикация проводимых измерений;
- автоматизированное оформление результатов измерений;

- габариты блока обработки информации - 270×120×30 мм;
- тип питания: батарейный или от сетевого блока питания.