

Весы для новорожденных НТ МИЗ ВМ-20М

ФСР 2008/02423

механические весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 20 кг, дискретность 10 г, без
ростомера, дисплей отсутствует, масса 8 кг

Нижнетагильский МИЗ ЗАО, Россия



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	10 г
Допустимая погрешность	10 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	отсутствует
Габариты	600×355×220 мм
Вес	8 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские ВМ-20М предназначены для взвешивания новорожденных детей в возрасте до 1,5 лет в отделениях родовспомогательных учреждений, в детских отделениях больниц и поликлиник, а также в яслях и других детских учреждениях. Настольные, переносные, неравноплечие весы шкального типа имеют основную и дополнительные шкалы с соответствующими передвижными гирями.