

Видеогастроскоп, устройство для передачи цветного
видеоизображения гибкое УПВГДС-01

РЗН 2013/855

видеоскоп, резкость 3-100 мм, инструментальный
канал 2.8 мм, вводимая часть 9.5 мм, рабочая длина
1035 мм

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	105 °
Изгиб дистальной части влево	105 °
Глубина резкости	3-100 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.5 мм
Общая длина	1335 мм
Рабочая длина	1035 мм

Дополнительные характеристики

Устройство для передачи цветного видеоизображения гибкое УПВГДС-01

арт. 9701

- Диаметр рабочей части 9.5 мм
- Общая длина 1335 мм
- Диаметр инструментального канала 2.8 мм

Комплектность:

- видеоэндоскоп гибкий медицинский (видеогастроскоп)
- мандрен, 3 шт.

- загубник, 5 шт.
- крышка дистального конца
- колпачок световода
- банка со шлангом
- течеискатель с манометром
- силиконовое масло
- кольцо банки, 2 шт.
- кольцо клапана, 3 шт.
- клапан инструментального канала, 10 шт.
- устройство промывочное
- щетка для очистки канала 250 мм
- щетка для очистки аспирационного канала 1800 мм
- щетка для очистки инструментального канала 1700 мм, 2 шт.
- катетер смывной, 2 шт.