

Видеоколоноскоп, устройство для передачи цветного
видеоизображения гибкое УПВКС-01

РЗН 2013/855

видеоскоп, резкость 3-100 мм, инструментальный
канал 3.7 мм, вводимая часть 12.9 мм, рабочая длина
1700 мм

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.9 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

Устройство для передачи цветного видеоизображения гибкое УПВКС-01

арт. 9701-01

- Диаметр рабочей части 12.9 мм.
- Общая длина 1700 мм.
- Диаметр инструментального канала 3.7 мм.

Комплектность:

- видеоэндоскоп гибкий медицинский (видеоколоноскоп)
- мандрен, 3 шт.

- крышка дистального конца
- колпачок световода
- банка со шлангом
- течеискатель с манометром
- силиконовое масло
- кольцо банки, 2 шт.
- кольцо клапана, 3 шт.
- клапан инструментального канала, 10 шт.
- устройство промывочное
- щетка для очистки канала 250 мм
- щетка для очистки аспирационного/инструментального канала 1800 мм, 3 шт.
- катетер смывной, 2 шт.