

Видеокольпоскоп Kernel KN-2200A

ФСЗ 2012/11691

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 200 / 400 мм, 22х, с фильтром

Kernel Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	200 / 400 мм
Увеличение	22х
Фильтр	Да

Описание

Возможности видеокольпоскопа Kernel KN-2200A

- сканирующий датчик;
- встроенный дисплей на камере кольпоскопа;
- удобная работа с изображениями: получение изображения, маркировка, частичное увеличение, видео, фиксация, редактирование, распечатка и множество других функций;
- удобная система документооборота: разнообразные формы диагностических отчетов, стандартизированные истории болезни, память с возможностью ретроспективного поиска;
- возможность беспроводной передачи данных.