

Кольпоскоп Kernel KN-2200B

ФСЗ 2012/11691

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 300 мм, 3x / 4x / 7x / 11x / 17x, с фильтром

Kernel Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Освещенность	30000 Лк
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3x / 4x / 7x / 11x / 17x
Фильтр	Да

Описание

Бинокулярный кольпоскоп KN-2200B с высококачественной оптикой. Предназначен для диагностики и исследований заболеваний влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов (эрозия шейки матки, эктопия (псевдо-эрозия), лейкоплакия, папиломатоз и другие патологические процессы, в том числе предраковые состояния и ранние стадии рака).

Особенности:

- высококачественная оптика;
- цветовая температура осветителя максимально приближена к дневному свету для максимально естественной цветопередачи;
- галогенный осветитель разнесен с оптической головкой, что позволяет избежать нагревания и высушивания рабочей области;
- большое рабочее расстояние для эффективной работы с инструментами;
- большое поле зрения до 80 мм;
- наличие зеленого светофильтра для визуализации сосудов.