

Видеокольпоскоп цифровой SLV-101

ФСЗ 2008/02464

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 250 / 300 мм, 24х, с фильтром

Biomedicinos technika, Литва



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	2200 Лк
Рабочее расстояние	250 / 300 мм
Увеличение	24х
Фильтр	Да

Описание

Цифровой видеокольпоскоп SLV-101

Основные функции:

- создание каталога;
- автоматический поиск в базе данных;
- архивация и печать результатов;
- формирование отчетов с опцией вывода на печать;
- встроенный анатомический атлас;
- использование результатов для исследовательской работы.