

Видеокольпоскоп цифровой Dixon BLT-870

ФСЗ 2011/09646

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 150 мм, 18х / 36х, с фильтром

DIXION, Китай



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	150 мм
Увеличение	18х / 36х
Фильтр	Да

Описание

Цифровой видеокольпоскоп Dixon BLT-870

Особенности:

- получение качественных изображений высокого разрешения на экране монитора и сохранение их на персональном компьютере;
 - база данных, позволяет хранить большое количество диагностических изображений и позволяет врачу сравнить результаты с предыдущими обследованиями, анализировать динамику заболевания и оценивать эффективность проведенного лечения;
 - комплектация: голова видеокольпоскопа, штатив, интерфейсные кабели, диск с программным обеспечением, системный блок;
- для работы необходимы монитор, мышь и клавиатура, которые приобретаются дополнительно.