

Видеокольпоскоп Sanwe Vesta C-3100

ФСЗ 2012/12624

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 150-550 мм, 12х / 18х, с фильтром

Jiangsu Sanwe Medical Science and Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	150-550 мм
Увеличение	12х / 18х
Фильтр	Да

Описание

Vesta C-3100 - цифровой кольпоскоп с видеофункцией, который может выводить изображение на собственный экран 3.5 дюйма либо передавать данные вовне.

Прибор поддерживает сетевые технологии, подключается к внутрибольничной локальной сети. Информация также сохраняется как в собственной памяти камеры, так и на сервере. Поэтому совокупное количество историй исследований в базе данных может достигать до трехсот тысяч. Доступна передача данных по сети Интернет с подготовкой файлов в специальном программном обеспечении. Помимо работы с видеозаписями - отсмотра, замораживания кадра, измерения, наложения фильтров - медицинскому персоналу доступна система справок и подсказок.

В комплект поставки входит собственно камера на вертикальном штативе и фирменное программное обеспечение кольпоскописта.

Для вывода видео на большой экран требуется подключение к ПК.

Особенности:

- интерфейс DICOM 3.0;
- совместим PACS;
- ПО в комплекте
- справочник в комплекте;
- программные подсказки;
- CCD-матрица 8 мегапикселей;
- S-Video, Video, PAL;