

Видеокольпоскоп ВКС-01 мод. 055

ФСР 2011/11686

цифровой видеокольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 4х, с фильтром

Оптимед ОАО, Россия



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	4х
Фильтр	Да

Описание

Цифровой видеокольпоскоп Оптимед ВКС-01

Достоинства:

- высококачественная система визуализации;
- цветная матрица Sony;
- видеоизображение на встроенном LCD мониторе с возможностью одновременного выхода на внешний монитор;
- специализированное кольпоскопическое программное обеспечение (опция).

Характеристики:

- плавное изменение увеличения, 4-х кратный оптический ZOOM;
- встроенный LCD монитор с диагональю 3.5 дюйма с параметрами формата изображений 640×RGB×480;
- встроенный цифровой видеорегистратор данных на SD карту, запись цифровых изображений и видеоклипов;
- яркий, долговечный источник света на ультра белых светодиодах;
- электронный светофильтр для хромоскопии;
- функция дистанционного измерения наблюдаемых объектов;
- изменяемая интенсивность освещения;
- выход на внешний аналоговый монитор (BNC, S-video);
- USB 2.0 выход для подключения к компьютеру (опционально).