

Вискоэластик Когевиск

РЗН 2019/8567

гиалуронат натрия, осмолярность 340 мОсм,
молекулярная масса ≥ 1 000 000 Дальтон, рН 6.8 / 7.2

Гротекс ООО, Россия



Характеристики

Состав	гиалуронат натрия
Осмолярность	340 мОсм
Молекулярная масса	≥ 1 000 000 Дальтон
рН	6.8 / 7.2
Комплектация	0.8 мл, 1 шприц с 1 канюлей 1.2 мл, 1 шприц с 2 канюлям

Дополнительные характеристики

Вискоэластик **Когевиск** – прозрачный вязкий раствор, применяемый при хирургических вмешательствах в офтальмологии. Благодаря своим вязкоупругим свойствам, прозрачности и способности защищать клетки эндотелий роговицы Когевиск обеспечивает обзор передней камеры, сводит к минимуму риск механического повреждения любой из участвующих структур глаза, сохраняя целостность тканей во время хирургических манипуляций.

Показания к применению:

- экстракция катаракты
- трансплантация роговицы
- операции при глаукоме
- операции при отслойке сетчатки

Срок годности – 3 года.