

Вискоэластик Amvisc

ФСЗ 2007/00147

гиалуронат натрия, имплантация ИОЛ / удаление хрусталика, осмолярность 320 мОсм, молекулярная масса 1 - 2.9 миллиона Дальтон, pH 6.8 / 7.6

Bausch & Lomb Incorporated, США



Характеристики

Состав	гиалуронат натрия
Операция	имплантация ИОЛ / удаление хрусталика
Осмолярность	320 мОсм
Молекулярная масса	1 - 2.9 миллиона Дальтон
pH	6.8 / 7.6
Комплектация	0.8 мл – поставляется в 5 мл шприцах с канюлей 27G

Дополнительные характеристики

Гиалуронат натрия – когезивный вискоэластик Amvisc

Amvisc® является превосходным универсальным вискоэластиком, обладающим высокой вязкостью, что способствует оптимальному поддержанию объема камеры глаза. Идеален для хирургов, которые проводят плановую экстракапсулярную экстракцию катаракты.

Содержит 1.2% гиалуронат натрия в физиологическом растворе.