

Вискоэластик Amvisc Plus

ФСЗ 2007/00147

гиалуронат натрия, осмолярность 340 мОсм,
молекулярная масса 1 - 2.9 миллиона Дальтон, pH 6.8
/ 7.6

Bausch & Lomb Incorporated, США



Характеристики

Состав	гиалуронат натрия
Осмолярность	340 мОсм
Молекулярная масса	1 - 2.9 миллиона Дальтон
pH	6.8 / 7.6
Комплектация	0.8 мл – поставляется в 5 мл шприцах с канюлей 27G

Дополнительные характеристики

Гиалуронат натрия – дисперсивно/когезивный вискоэластик Amvisc Plus

Amvisc Plus – разработанный на молекулярном уровне вискоэластик с универсальными когезивными свойствами, благодаря которым прочно удерживает переднюю камеру, не требует повторного введения во время манипуляций и эффективно вымывается в конце каждой операции.

Содержит 1.6% гиалуронат натрия в физиологическом растворе.

Идеально подходит для каждого шага операции, включая процедуры MICS.