

Вискоэластик OcuCoat

ФСЗ 2011/09915

гидроксипропилметилцеллюлоза, осмолярность 285 мОсм, молекулярная масса ≥ 80.000 Дальтон, pH 7.2

Bausch & Lomb Incorporated, США



Характеристики

Состав	гидроксипропилметилцеллюлоза
Осмолярность	285 мОсм
Молекулярная масса	≥ 80.000 Дальтон
pH	7.2
Комплектация	- CC050S – 1 мл, 25G - CC100SL – 2 мл, 23G - CC065S – 1 мл $\times$ 6, 25G

Дополнительные характеристики

Гидроксипропилметилцеллюлоза дисперсный вискоэластик OcuCoat

OcuCoat – стерильный, изотонический, не содержащий протеины, дисперсный вискоэластичный раствор для применения в офтальмологии.

1 мл OcuCoat содержит 2% гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) в сбалансированном физиологическом растворе.

Идеально подходит для хирургических операций на переднем отрезке глаза. OcuCoat на основе гидроксипропилметилцеллюлозы, имеющий низкую молекулярную массу, является защищающей ткани субстанцией с превосходной текучестью. Быстро удаляется из передней камеры глаза и остается прозрачным на протяжении всей операции.