

Коагулятор Aescular GN300

ФСЗ 2009/04364

радиохирургический, режимы биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 300 В, частота излучения 1.5 МГц

Aescular AG, Германия



Характеристики

Область применения	лапароскопия / нейрохирургия / пластическая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	300 В
Частота излучения	1.5 МГц
Выходная мощность	Диапазон мощности MICRO: 0.От 1 до 9.9 ватт, с шагом регулировки от 0.1 ватт. Диапазон мощности MACRO: От 1 до 50 ватт, регулируется с шагом в 1 ватт.
Звуковая индикация	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да

Дополнительные характеристики

Биполярный электрокоагулятор GN300 - применяется в микрохирургии, эндоскопии, педиатрии, эстетической и нейрохирургии, а также при проведении лапароскопии. В прибор вмонтирован автоматический датчик контроля со звуковым сигналом и визуализацией. Широко используется в больницах и медицинских центрах всех форм собственности.