

Коагулятор Aesculap Nelson Delux GN640

ФСЗ 2009/04364

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 300 В

Aesculap AG, Германия



Характеристики

Область применения	микрохирургия / лапароскопия / нейрохирургия / эндоскопическая хирургия / эстетическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	300 В
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да

Дополнительные характеристики

Электрохирургический комбинированный аппарат GN640 Nelson Delux - используется как для резания, так и для коагуляции.

Прибор применяется в самых различных областях: микрохирургии, эндоскопии, педиатрии, эстетической и нейрохирургии, а также при проведении лапароскопии. Широко используется в больницах и медицинских центрах всех форм собственности. Аппарат может быть укомплектован различными принадлежностями других моделей приборов.

Особенности:

- универсальность прибора;
- эргономичный дизайн;
- безопасность как для врача, так и для пациента;
- наличие множества встроенных режимов;
- наличие ЖК-монитора;
- функции распознавания инструмента и автоматического старта.