

Воздуховод ларингеальный масочный LMA Flexible №2, 2.5, 3, 4, 5 одноразовый

ФСЗ 2008/02313

маска одноразовая, размер 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5, с армированной трубкой воздуховода

Teleflex Medical, Ирландия



Характеристики

Тип	одноразовая
Размер	2 / 2.5 / 3 / 4 / 5
Возрастная категория	для младенцев и детей весом 5-10 кг / для детей весом 20-30 кг / для подростков весом 30-50 кг / для взрослых весом 50-70 кг / для взрослых весом 70-100 кг
Армированная трубка воздуховода	Да

Дополнительные характеристики

Предназначена для однократного применения. Она идентична LMA UNIQUE во всем, за исключением, того, что воздуховодная трубка армирована проволокой, что дает возможность располагать ее вне операционного поля. Это очень удобно при оперативных пособиях выполняемых в области головы и шеи. Гибкость воздуховодной трубки позволяет с легкостью подсоединять ее под любым углом к анестезиологическим системам, а также позволяет производить репозицию трубки из стороны в сторону во время хирургического вмешательства без смещения манжеты относительно входа в гортань. Воздуховодная трубка LMA Flexible SU также защищена от перегиба, в то время как обычная трубка перегибается и сдавливается при применении роторасширителя. Однако воздуховодная трубка не рассчитана на сохранение просвета при перекусывании ее.

- Создана специально для применения при операциях на голове, шее и стоматологических операциях. Она незаменима в случаях, когда доступ требуется и хирургу и анестезиологу;

- LMA Flexible может использоваться при интра-оральных и фарингеальных операциях без риска блокирования глотки и трахеи;

- LMA Flexible - маска с армированным, гнущимся и сохраняющим форму и просвет воздуховодом. Не содержащая латекса маска не может быть разрушена посредством жесткого зажима ртом.