

Воздуховод LMA Classic №1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

ФСЗ 2008/02313

маска многоразовая, размер 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6

Teleflex Medical, Ирландия



Характеристики

Тип	многоразовая
Размер	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6
Возрастная категория	для новорожденных / для новорожденных и младенцев весом до 5 кг / для младенцев и детей весом 5-10 кг / для детей весом 10-20 кг / для детей весом 20-30 кг / для подростков весом 30-50 кг / для взрослых весом 50-70 кг / для взрослых весом 70-100 кг / для взрослых весом более 100 кг

Дополнительные характеристики

LMA Classic показана к применению, как альтернатива лицевой маске для достижения контроля проведения воздуха и его поддержания во время рутинных и экстренных анестезиологических пособий у пациентов с пустым желудком. Во время кардио-пульмонарных реанимационных мероприятий у пациентов в бессознательном состоянии, с отсутствующими глоссо-фарингеальными и ларингеальными рефлексам, нуждающимися в искусственной вентиляции, LMA Classic может быть использована для быстрого создания условий проводимости воздуха. LMA Classic также может быть применена в условиях, когда имеется отсутствие инструментов для эндотрахеальной интубации, либо когда навыки интубации недостаточны у персонала, либо в условиях, когда повторные попытки провести эндотрахеальную интубацию завершились неудачно.

- Ларингеальная маска общего назначения, идеально подходящая для обычной анестезии;
- Безопасная и эффективная альтернатива эндотрахеальной трубке и лицевой маске. В мире на данный момент используется более 100 000 000 таких масок;
- Позволяет анестезиологу держать руки свободными и сосредоточиться на мониторинге и введении пациента;
- Не содержит латекса;
- LMA Classic - устройство многоразового использования, которое может подвергаться очистке и автоклавному стерилизации 40 раз, перед тем как станет непригодным к использованию.