

Воздуховод LMA ProSeal №1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

ФСЗ 2008/02313

маска многоразовая, размер 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5

Teleflex Medical, Ирландия



Характеристики

Тип	многоразовая
Размер	1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5
Возрастная категория	для младенцев и детей весом 5-10 кг / для детей весом 10-20 кг / для детей весом 20-30 кг / для подростков весом 30-50 кг / для взрослых весом 50-70 кг / для взрослых весом 70-100 кг

Дополнительные характеристики

- Дренажная трубка предотвращает нежелательное вздутие желудка, создавая путь к выходу нежелательно вдыхаемого газа;
- Дренажная трубка предотвращает неожиданную регургитацию;
- Дренажная трубка располагается таким образом, чтобы обеспечить возможность отвода любых рвотных масс от респираторного тракта;
- Открытие дренажной трубки в области эзофагеального сфинктера делает возможным дренаж секретов и доступ к пищевому тракту;
- Дренажная трубка позволяет проводить введение стандартной орогастральной трубки вслепую;
- LMA-ProSeal обладает встроенным блокиратором прикусывания;
- Новый дизайн двойной манжеты позволяет распределять давление воздуха внутри манжеты на большую плоскость, что приводит к большей герметизации дыхательного контура (до 30 см водного столба), при меньшем давлении на слизистую;
- В дополнение к спонтанной вентиляции, дизайн LMA-ProSeal™ позволяет использовать ее при вентиляции под высоким давлением (PPV), - в два раза большее давление, чем LMA-Classic;
- LMA-ProSeal - устройство многоразового использования, которое может подвергаться очистке и автоклавированию 40 раз, перед тем как станет непригодным к использованию