

Впитывающие трусики с застёжками с хлопком и льном

подгузники для детей, в упаковке 20 шт., индикатор наполнения

МедЛен ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	подгузники для детей
Количество в упаковке	20 шт.
Индикатор наполнения	Да

Дополнительные характеристики

Впитывающий слой из хлопка и льна быстро впитывает, равномерно распределяет и отводит жидкость от тела ребенка. Паропроницаемый внешний и воздухопроницаемый внутренний слои способствуют испарению влаги с поверхности кожи. Защитная бумага и распределительный слой обеспечивают удержание суперабсорбента внутри впитывающих трусиков. Эластичный пояс сзади обеспечивает плотное прилегание, защиту от протекания и надёжную фиксацию впитывающих трусиков. Внутренние барьеры защищают от протекания по бокам. Липучки с микрокрючками обеспечивают многоразовое и удобное застёгивание впитывающих трусиков.