

Заглушка инфузионная ИН-стоппер IN-Stopper B. Braun

ФСЗ 2007/00008

заглушка, соединение Луер, объем заполнения 0.16 мл , стерильно

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	заглушка
Соединение	Луер
Объем заполнения	0.16 мл
Стерильно	Да

Дополнительные характеристики

Заглушка IN-Stopper ИН-стоппер с инъекционной мембраной (без латекса) одноразовая для дополнительного введения лекарств через инъекционную мембрану от производителя **Б.Браун-В. Braun**

Описание

- ИН-стоппер прост и удобен в использовании, позволяет ввести лекарство с помощью иглы через мембрану, не содержащую латекс;
- может также использоваться как защитный колпачок для соединения типа female;
- гладкая, гигиеничная наружная поверхность;
- защищенное от прикосновения соединение Луер;
- объем заполнения 0.16 мл;
- не содержит латекс.

Артикул: № 4238010