

Заглушка инфузионная с наружной и внутренней резьбой Combi-Stopper B.Braun

ФСЗ 2007/00008

заглушка, соединение Луер / Луер-Лок , белый /
красный / синий цветовой код, стерильно, в упаковке
100 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	заглушка
Соединение	Луер / Луер-Лок
Материал	полиэтилен
Цветовой код	белый / красный / синий
Стерильно	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

- соединение Луер-Лок с наружной и внутренней резьбой;
- заглушка для луер-соединений прямого и обратного типов: одна сторона - заглушка для шприца / обратная сторона - заглушка для системы, иглы-бабочки и т.д.;
- стерильная заглушка для всех типов открытых портов инфузионных систем.
- стерильная заглушка для преднаполненных шприцев; подходит для шприца с креплением типа Луер: Луер-Слип, Луер-Лок
- цвет: красный / синей / белый;
- без мембраны;
- стерильно, упаковано в индивидуальные блистеры по 1шт.;
- 100 шт. в упаковке, 1000 шт. в транспортной коробке.