


Зажим артериальный 1:2 OCHSNER-KOCHER AA 210

ФСЗ 2009/05787

сосудистый, прямой, бранши зубчатые, 1×2 зубый,
длина 140 мм / 160 мм / 180 мм / 210 мм / 220 мм / 240
мм / 260 мм / 300 мм / 360 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	сосудистый
Профиль	прямой
Тип браншей	зубчатые
1×2 зубый	Да
Длина	140 мм / 160 мм / 180 мм / 210 мм / 220 мм / 240 мм / 260 мм / 300 мм / 360 мм